

Sortie de matrice sur ponte tardive de T.hermannii



Une tortue de Hermann de 2,5 kilos est présentée en consultation au mois de mai, avec une éversion d'utérus oedématisée, accompagnée d'un oeuf surdimensionné de largeur de 32 mm, comportant une brèche apicale et une calcification dans sa masse (aspect en galet de rivière). Sous anesthésie, une suture en bourse au fort fil tressé résorbable déc5 est posée par avance autour de la corne et au ras du cloaque. Le corps utérin est incisé dans l'axe puis les artère et veine utérines ligaturées. L'oviducte est retiré et le ligament ovarien bistourné à la pince en coeur. La corne utérine est ensuite coupée, la suture en bourse serrée, et le moignon réintroduit avec de la pommade antibiotique. L'oeuf restait de l'an passé.

